

Lathund för synscreening på BVC-riktlinje

Täck för ett öga med ögonlapp. HVOT tavla på 3 meter. Testet bör göras i lugn miljö. Börja med höger öga. Notera den rad som barnet ser. För att en rad ska vara godkänd bör minst 4 bokstäver i mitten av raden klaras av. För mer detaljerad instruktion hänvisas till:

[Ögon-och synprovning 4 år Rikshandboken](#)

Synprovning 4 år 0,65 godkänt

Test ska ej göras innan barnet fyllt 4 år

Sämre än 0,65 på ena eller båda ögonen	Testa om synen inom 1 månad. Synen oförändrad skicka remiss till ögonmottagningen
0,65 på ena ögat, 1,0 på andra (dvs 2 raders skillnad)	Testa om synen inom 1 månad. Synen oförändrad skicka remiss till ögonmottagningen
0,65 på båda ögonen samt Exempelvis SH 0,65 SV 0,8 (dvs 1 rads skillnad)	Godkänt Nästa syntest vid 5 års kontroll

Synprovning 5 år 0,8 godkänt

Sämre än 0,8 på ena eller båda ögonen	Testa om synen inom en månad. Synen oförändrad skicka remiss till ögonmottagningen
Ex SH 0,8 SV 1,0 dvs 1 rads skillnad	Testa om synen inom en månad. Synen oförändrad skicka remiss till ögonmottagningen
0,8 på båda ögonen eller 1,0 på båda ögonen dvs ingen skillnad mellan ögonen	Godkänt

Remiss skall skickas till ögonkliniken på de barn som inte går att undersöka på BVC på grund av bristande medverkan